

SÖHNGEN®-Plast

Anwendung:

Zur Fixierung von Verbänden, Kathedern, Sonden, Tuben u.ä. bei normaler Haut

Material:

Heftpflaster aus hautfarbenem Taftgewebe

Zinkoxid-Kautschukkleber (enthält Naturkautschuklatex)

Eigenschaften:

Sehr leicht in Längs- und Querrichtung reißbar

Luftdurchlässig

Strahlendurchlässig

Beschriftbar

Verpackung:

Auf Spule mit Kunststoffschutzring

Breite: 1,25 cm oder 2,5 cm